

# 5 | BESONDERHEITEN

Wir bieten eine Reihe von Spezialprodukten an, die dazu beitragen, den Alltag Ihrer Patienten zusätzlich zu ihren individuellen orthopädischen Schuhen zu verbessern. Diese Produkte reichen von Badeschuhen für zusätzliche Sicherheit beim Baden oder Schwimmen bis hin zu Arbeitsschuhen für zusätzliche Sicherheit beim Arbeiten oder Ausführen gefährlicherer Tätigkeiten. Als Ergänzung zu den Komplettschuhen bieten wir auch Hausschuhe mit einigen orthopädischen Anpassungen an. Es können Innenschuhe bestellt werden, die eine bequeme orthopädische Unterstützung bieten und in verschiedenen Schuhen getragen werden können. Darüber hinaus bieten wir Test-Schäfte an, mit denen Sie die Passform in einem dynamischen Umfeld testen können, sodass Sie sie testen können, bevor sie im kompletten Schuh verbaut werden.

## 5.1 | WIE MAN BESTELLT

Spezialprodukte können über unsere regulären Schaft- und Bodenbau-Bestellformulare bestellt werden. Bitte geben Sie anstelle der Modellnummer den Sonderproduktcode an.

TEILE		AUSFÜLLEN DER BESTELLUNG
1	Artikel	Artikelnummer
2	Schaft	Schafthöhe Verwendung von Material und Farbe Art des Verschlusses
3	Einschlupf	Wenn Sie von unserem 1/3-Standard abweichen möchten, füllen Sie bitte den Abstand nach vorne oder hinten in cm aus
4	Orthopädische Optionen	Die meisten orthopädischen Optionen können in unseren Spezialprodukten vorgenommen werden
5	Absatzhöhe	Bitte füllen Sie die Absatzhöhe aus
6	Bettungen	Bitte füllen Sie das Bettungs-Bestellformular aus, wenn Sie keine eigenen Bettungen liefern

## 5.2 | HAUSSCHUHE

Ein Paar Hausschuhe kann eine ideale Ergänzung zu den orthopädischen Schuhen Ihrer Patienten sein, die dadurch alle notwendigen orthopädischen Modifikationen in einem weichen, bequemen Material für die Indooraktivitäten haben.



SP731



SP732

### TECHNISCHE DATEN

**Standard:** Zwischen den beiden Schichten der Rückseite kann eine Fersenkappe platziert werden

**Specials:** Es ist möglich, eine spezifische Verstärkung (Kappe) zu bestellen, siehe Seite 36, 37

**Absatz:** Poro Keilabsatz mit Laufsohle: Nr. 200 / 6 mm

Hausschuhe sind in verschiedenen Farben erhältlich, bitte beachten Sie unsere spezielle Materialmusternummer: 1021-1036. Klettverschluss kann in verschiedenen Lederarten bestellt werden.

## 5.3 | BADEGUMMI- UND SOCKENSCHUHE

Der Badeschuh wird beim Duschen oder Baden getragen und der Benutzer kann die schwerere Ausführung dieses Schuhs zum Schwimmen tragen (in Chlor-, Süß- und Salzwasser). Bitte beachten Sie: Dies ist kein Wander- oder Spazierschuh.

### BADESCHUH



#### SP700

**Futter:** 3 mm ercoflex Nr: 5050

**Obermaterial außen:** 4 mm thermoplastic EVA Nr: 5038

### TECHNISCHE DATEN

**Standard:** Dieses Produkt kann nur als "hoher" Schuh bestellt werden und ist nur mit Klettverschluss erhältlich. Alle orthopädischen Eigenschaften sind im Badeschuh möglich

**Specials:**

- Geeignet für Chlor- und Salzwasser
- Der Keilabsatz kann bei Bedarf mit Blei beschwert werden, um das Schwimmen zu ermöglichen

**Absatz:** Zusatzabsatz; Poro mit Nopair Laufsohle Nr. 200 / 6 mm

## GUMMISCHUH



SP710

### TECHNISCHE DATEN

**Standard:**

Nur hohe Schuhe und immer mit wasserdichter Zunge.  
Erhältlich in Braun und Schwarz

**Specials:**

- Alle orthopädischen Optionen können für Gummischeuhe bestellt werden
- Kann mit einer Stahlkappe geliefert werden
- Diese Schuhe sind 100% wasserdicht

**Absatz:**

EVA-Ferse mit Laufsohle: Nr. 200 / 6 mm

**Futter:**

3 mm ercoflex Nr: 5050

**Obermaterial außen:**

2 mm crepina weich

## SOCKENSCHUH



SP721



SP722

### TECHNISCHE DATEN

**Standard:** Geeignet für alle Lederarten. Sockenschuhe werden ohne Innensohle geliefert

**Specials:** Auf Wunsch können Sockenschuhe mit Antirutschfunktion geliefert werden

**Verschluss:** Sockenschuhe können mit jedem Verschlusstyp bestellt werden

## 5.4 | ARBEITSSCHUHE



W8001



W8002



W8007

### SPEZIFIKATIONEN

#### Standard:

Der untere Teil der Arbeitsschuhe besteht aus vorgefertigten Sohlen und zusätzlichen Griffprofilsohlen  
Alle orthopädischen Optionen können in Arbeitsschuhen bestellt werden

#### Optionen:

- Wasserdichte Lasche
- Gorex, zwischen Futter und Leder
- Stahlkappe
- Stahlsohlenplatte
- Anti-Penetrations-Einlegesohle / 5056
- Polypropylen-Zehen / Carbon-Zehen
- Gummi-Zehenschutz
- Gummi-Flügel
- Öl- und säurebeständige Sohle Nr. 550, 605, 596

## 5.5 | TESTSCHÄFTE UND INNENSCHUHE

### TEST UPPERS



**SP750**

**Größe:**

1	34-35	5	42-43
2	36-37	6	44-45
3	38-39	7	46-47
4	40-41		



**SP751**

**Größe:**

18 cm		25 cm	
1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46



**SP752**

**Größe:**

18 cm		25 cm	
1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46



**SP753**

**Größe:**

18 cm			25 cm			40 cm		
1	35-36-37	1	35-36-37	1	35-36-37			
2	38-39-40	2	38-39-40	2	38-39-40			
3	41-42-43	3	41-42-43	3	41-42-43			
4	44-45-46	4	44-45-46	4	44-45-46			

## INNENSCHUH

Der Innenschuh kann mit allen orthopädischen Optionen hergestellt werden und kann in verschiedenen Schuhen getragen werden, sowohl in orthopädischen Schuhen als auch in Komfortschuhen. Die Lasche verläuft von medial zu lateral



**SP725** Innenschuh mit Schnürung



**SP726** Innenschuh mit Klettverschluss



## 5.6 | DIABETISCHE LOOXZ MODELLE

Die angebotenen Diabetiker-Schuhe basieren auf Modellen der Looxz-Kollektion. Die Diabetiker-Schuhe eignen sich aufgrund der Konstruktion und Materialauswahl, für Diabetiker oder Personen mit empfindlichen Füßen.

### SPEZIFIKATIONEN

#### 1. Technische Informationen

Standardmäßig sind die diabetischen Modelle mit den folgenden Konstruktionen und Materialien ausgestattet:

TEIL DES SCHUHS	STANDARD DIABETIKER FORMGEBUNG / KONSTRUKTION	STANDARD DIABETIKER MATERIAL
Vorderkappe	Flügelkappe	Teq
Hinterkappe	Standard Modell	1.2 mm Rhenoflex für Damen und Herren
Futterleder (U-Schnitt Modell)	Blatt,- und Laschenfutter sind aus einem Stück gefertigt	Wahlweise 1011 bis 1015. Farbe ist abhängig vom Design
Futterleder (Derby-Schnitt Modell)	Blatt,- und Laschenfutter sind aus einem Stück gefertigt Riegel sind nicht durchgenäht	Wahlweise 1011 bis 1015. Farbe ist abhängig vom Design
Lasche	Lasche mit Nähte (Standard) 3mm Polsterung	55 Shore EVA Aufbaumaterial
Absatzrundung	Standard Absatzrundung	
Klettverschluss	<b>Mit</b> Rollschlaufe	
Seiten	<b>Keine</b> Seitliche Versteifung	
Boden	Keilboden	
Laufsohle		Mandorlo von Vibram original oder CYS Farben wenn gewünscht
Sportband		EVA Sportband (Verschalung)

## **2. Bestellung**

Die Diabetikermodele können unter ihrer spezifischen Modellnummer im CYStore eingegeben/ausgewählt werden. Bei Verwendung eines anderen Bestellformulars muss die Modellnummer angegeben werden. Wenn keine Änderungen an der Konstruktion oder an den Materialien erforderlich sind, werden wir die Schuhe mit den oben genannten Spezifikationen fertigen.

Bei Bedarf können die Spezifikationen pro Komponente angepasst werden. Nehmen Sie eventuelle Anpassungen pro Komponente im CYStore vor oder erwähnen Sie diese auf dem Bestellformular. Nur diese Komponenten werden dann geändert.

Für andere funktionale Anpassungen gelten die Standardpreise und -regeln.

Bei nicht zulässigen Designänderungen (Änderung des Oberleders/Bodens usw.\*), werden Kosten für "Off-Standard" in Rechnung gestellt.

## **3. Website**

Alle Diabetikermodele finden Sie auf [www.cysgroup.eu](http://www.cysgroup.eu). Mit Hilfe der Filteroptionen können Modelle für Männer/Frauen ausgewählt werden.

*\* Anwendbare Regeln Looxz Off-Standard*