

5 | SPECIALE PRODUCTEN

We bieden een assortiment speciale producten voor het dagelijkse comfort van uw cliënten als aanvulling op hun orthopedische schoenen op maat. Denk bijvoorbeeld aan badschoenen voor extra veiligheid bij het douchen, zwemmen of voor natte vloeren, of aan werkschoenen voor extra veiligheid tijdens het werk of bij het uitvoeren van gevaarlijke activiteiten. Als aanvulling op de complete schoenen bieden we ook huisschoenen met orthopedische aanpassingen om binnenshuis veiliger te lopen. Ook kunt u binnenschoenen bestellen die op zichzelf comfortabele orthopedische steun geven en die de cliënt in verschillende schoenen kan dragen. Wij hebben ook een assortiment testschachten die kunnen worden gebruikt voor het testen in een dynamische omgeving en die de cliënt kan uitproberen tijdens het lopen voordat hij/zij een complete schoen bestelt.

5.1 | BESTELLEN

Speciale producten kunnen worden besteld via onze bestelformulieren voor reguliere schachten en onderwerk. Geef op het formulier de code van het speciale product op in plaats van het modelnummer.

ONDERDELEN	INVULLEN OP HET BESTELFORMULIER
1 Artikel	Artikelnummer
2 Schacht	Schachthoogte Materiaal en kleur Type sluiting
3 Inschotpunt	Als u onze 1/3 standaard wilt aanpassen, geeft u dan het aantal cm naar de voor- of achterkant aan
4 Orthopedische opties	Voor onze speciale producten kunnen de meeste orthopedische opties worden gemaakt
5 Hakhoogte	Vul de hakhoogte in
6 Supplementen	Vult het bestelformulier voor supplementen in als u niet uw eigen supplementen levert

5.2 | HUISSCHOENEN

Huisschoenen kunnen een ideale aanvulling zijn op de orthopedische schoenen van uw cliënt. De huisschoenen kunnen worden voorzien van alle benodigde orthopedische aanpassingen en zijn gemaakt van zacht comfortabel materiaal voor lopen binnenshuis.



SP731



SP732

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard: Een contrefort kan worden geplaatst tussen de twee lagen aan de achterkant

Opties: Het is mogelijk om een speciale koker (TVO) te bestellen, zie pagina's 36 - 37

Hak: EVA sleehak met loopzool: nr. 200 / 6 mm

Huisschoenen zijn beschikbaar in diverse kleuren, we verwijzen hiervoor naar onze speciale materialenbundel, nr. 1021-1036. Klittenband kan worden besteld in verschillende leersoorten.

5.3 | BAD-, RUBBEREN EN SOKSCHOENEN

De badschoen kan worden gedragen tijdens het douchen of in bad en de gebruiker kan de zwaardere uitvoering van deze schoen gebruiken voor zwemmen (in chloorhoudend water, zoetwater en zoutwater). NB: dit is geen wandel- of loopschoen.

BADSCHOEN



SP700

Voering:

3 mm ercoflex nr: 5050

Buitenmateriaal schacht:

4 mm thermoplastisch EVA nr: 5038

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:

Dit product kan alleen als een 'hoge' schoen worden besteld en is alleen beschikbaar met een klittenbandsluiting
Alle orthopedische voorzieningen zijn mogelijk voor de badschoen.

Opties/kenmerken:

- Geschikt voor chloorhoudend en zoutwater
- De sleehak kan indien gewenst worden verzwaard met lood voor zwemmen

Hak:

Losse opbouwhak; EVA met loopzool nr.: 200 / 6 mm

RUBBEREN SCHOEN



SP710

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:

Alleen hoge schoenen en altijd met een watertong.
Beschikbaar in bruin en zwart

Opties/kenmerken:

- Alle orthopedische voorzieningen kunnen worden besteld voor de rubberen schoenen
- Kunnen worden geleverd met een stalen neus
- Deze schoenen zijn 100% waterdicht

Hak:

EVA hak met loopzool: nr. 200 / 6 mm

Voering:

3 mm ercoflex nr: 5050

Buitenmateriaal schacht: 2 mm crepina zacht

SOKSCHOEN



SP721



SP722

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:

Geschikt voor alle soorten leer. Sokschoenen worden zonder binnenzool geleverd.

Kenmerken/opties:

Op verzoek kunnen sokschoenen met een antislipzool op het onderwerk en/of met supplementen worden geleverd.

Sluiting:

Sokschoenen kunnen met alle typen sluiting worden besteld.

5.4 | WERKSCHOENEN



W8001



W8002



W8007

SPECIFICATIES

Standaard: Het onderwerk van de werkschoenen wordt gemaakt met een profielzool met extra grip. Voor de werkschoenen kunnen alle orthopedische voorzieningen worden besteld.

Opties:

- Watertong
- Goretex, tussen voering en leer
- Stalen neus
- Stalen zoolplaat
- Binnenzool / 5056
- Polypropyleen teen / koolstof neus
- Rubberen neusbescherming
- Rubberen hakmateriaal
- Olie- en zuurbestendige zool nr.: 550, 605, 596

5.5 | TESTSCHACHTEN EN BINNENSCHOENEN

TESTSCHACHTEN



SP750

Maat:

1	34-35	5	42-43
2	36-37	6	44-45
3	38-39	7	46-47
4	40-41		



SP751

Maat:

18 cm		25 cm	
1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46



SP752

Maat:

18 cm		25 cm	
1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46



SP753

Maat:

18 cm			25 cm			40 cm		
1	35-36-37	1	35-36-37	1	35-36-37			
2	38-39-40	2	38-39-40	2	38-39-40			
3	41-42-43	3	41-42-43	3	41-42-43			
4	44-45-46	4	44-45-46	4	44-45-46			

BINNENSCHOEN

De binnenschoen kan worden geproduceerd met alle orthopedische voorzieningen en hij kan in verschillende schoenen worden gedragen; zowel in orthopedische schoenen als comfortschoenen. De tong loopt van mediaal naar lateraal.



SP725 Binnenschoen met veters



SP726 Binnenschoen met klittenband

5.6 | DIABETISCHE LOOXZ MODELLEN

Onze diabetische schoenen zijn gebaseerd op het design uit de Looxz collectie. De diabetische modellen zijn aangepast in hun constructie en materialen waardoor deze modellen geschikt worden voor diabetici of personen die gevoelige voeten hebben.

SPECIFICATIES

1. Technische informatie

De diabetische modellen worden standaard hetzelfde opgebouwd in de onderstaande constructie en materialen:

SCHOENONDERDEEL	STANDAARD DIABETISCHE CONSTRUCTIE	STANDAARD DIABETISCH MATERIAAL
Neus	Vleugel	Tep
Contrefort	Standaard model	1.2 mm Renoflex voor Heren en Dames
Gehele Voering Rijgmodel	Voorbladvoering en tongvoering uit 1 stuk	Keuze 1011-1015 kleur is afhankelijk van ontwerp
Gehele Voering Derby model	Voorbladvoering en tongvoering uit 1 stuk Trens niet door de voering gestikt	Keuze 1011-1015 kleur is afhankelijk van ontwerp
Tong	Standaard tong met 3 mm polstering	Keuze 1011-1015 kleur is afhankelijk van ontwerp
Hakafronding	Hakafronding standaard	
Klittenbandsluiting	Met rol-passant	
Zijvoering	Geen zijvoering (bezetsels/belegstukken)	
Onderwerk	Sleehak vlak	55 Shore EVA opbouw materiaal
Loopzool		Mandorlo- Vibram origineel of CYS kleuren indien gewenst
Sportband		EVA sportband

2. Bestellen

De diabetische modellen kunnen onder hun specifieke modelnummer worden ingevuld/geselecteerd in de CYStore. Bij gebruik van een ander orderformulier dient het modelnummer ingevuld te worden. Indien er géén wijzigingen nodig zijn in de constructie of materialen, zullen wij de schoenen produceren met de bovenstaande specificaties.

Indien nodig kunnen de specificaties per onderdeel aangepast worden. U kunt aanpassingen per onderdeel aangeven in de CYStore of u vermeldt deze in het orderformulier. Alleen deze onderdelen zullen worden aangepast.

Voor overige functionele aanpassingen gelden de standaard prijzen en regels.

Indien er design aanpassingen worden gedaan (aanpassing van het overleer, ander type onderwerk etc.*) worden kosten voor 'Off-Standard' in rekening gebracht.

3. Website

Alle diabetische modellen zijn terug te vinden op www.cysgroup.eu. Door middel van de filter optie zijn modellen voor heren/dames te selecteren.

** Geldende regels Looxz Off-Standard*